

Descrição

IDEALAVA é uma solução concentrada de excelente ação antibacteriana e antifúngica, devido a sua natureza química consegue eliminar restos de microrganismos presos nos poros dos substratos e criar uma barreira de proteção contra a ação dos mesmos, evitando a degradação do substrato.

Aplicações Recomendadas

IDEALAVA é particularmente recomendado para proteção de substratos como pedra à vista, cimento, telhados, pavimentos, monumentos, estátuas, etc. contra fungos, verdetes e outros microrganismos.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,00 ± 0,02
Cor	---	Incolor/Amarelado
Aroma	---	Característico, suave
pH	---	5 – 8

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se desengordurados e isentos de partículas soltas;
- Em substratos novos deve-se aguardar a cura/secagem do mesmo;
- Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie devem ser lavadas previamente com o produto para limpeza, IDEALCLEAN Ref. 928.

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha, rolo ou pistola.
Diluyente:	Água.
Diluição (volume):	Pronto a aplicar
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 1 a 2h. Profundidade – 4 a 8h.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre os 5 e os 35°C e a humidade relativa inferior a 70%.
Esquema de aplicação:	Recomenda-se a aplicação de 2 impregnações. <ul style="list-style-type: none">• Deve-se aplicar o produto de forma generosa, dado que normalmente os suportes são bastante porosos e tem alta absorção, começando de baixo para cima se a superfície a tratar for vertical.• A segunda impregnação deve ser efetuada com o substrato ainda húmido da primeira.• Após a completa secagem pode aplicar os primários, tintas ou vernizes apropriados para o substrato.

Segurança

IDEALAVA encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

IDEALAVA deverá ser armazenado na embalagem original, bem fechada, sem diluição e em local fresco e seco, ao abrigo do sol.

Embalagens

IDEALAVA é fornecido em embalagens de 1 e 5L.



Rua Nº Senhora de Fátima nº3
Vale da Borra
Torres Vedras
2560-050 A-dos-Cunhados,

Tel: 261 982 490 | 261 982 491 | 261 980 070

Fax: 261 982 492 | 261 980 079

E-mail: geral@idealtom.com

www.idealtom.com